

Подготовка к исследованию:

Проводить взятие биологического материала удобнее перед зеркалом. После того, как упаковка зонда будет вскрыта – не касайтесь им посторонних предметов. Зонды стерильны. Зонд для взятия биологического материала из носоглотки. Откройте пробирку с транспортной средой. Слегка запрокиньте голову, поместите тонкий зонд в правый или левый носовой ход. Осторожно вводите зонд вдоль наружной стенки носового хода, а не носовой перегородки. Одновременно совершайте легкие вращательные движения. Тем же зондом повторите манипуляцию для второго носового хода. • Поместите зонд в пробирку с транспортной средой, выполните несколько вращательных движений и отожмите зонд о стенки пробирки. Достаньте зонд из пробирки и поместите в zip-пакет.

Важно! Zip-пакет с использованным зондом необходимо передать в лабораторию для правильной утилизации. Тщательно вымойте руки с мылом.